



6.4.3 ผลการซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ต้องประกอบไปด้วยคำอธิบายปัญหาและอาการที่เกิดขึ้นของเครื่องมือ หมายเลขอะไหล่ที่ทำการเปลี่ยน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและแผนกหรือหน่วยงานที่แจ้งการซ่อมบำรุงเป็นอย่างน้อย



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
WIANGPA PAO HOSPITAL

ใบส่งซ่อม/รายงานผลการซ่อม/ขอเบิกอะไหล่
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 131 ม 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

1. ข้อมูลส่งซ่อม	-67-008079	2. งานซ่อมบำรุง
วันแจ้งซ่อม : 16-ก.ย.-67	หน่วยงาน : 125 - งานผู้ป่วยนอก	เลขที่รับ : 8079
บันทึกแจ้งซ่อม : เครื่องวัดความดันชนิดจอแสดงผล		วันที่ : 17-ก.ย.-67
ชื่ออุปกรณ์ :	เลขครุภัณฑ์ : 6515-069-0007/15	
ยี่ห้อ/รุ่น : TM-2857P	S/N : 2A4225308	ID : 0
วันที่ได้รับ : 27 พฤษภาคม 2565	ราคา : 70,000.00	ผู้จำหน่าย : 280 - บริษัท บายฟอสเตอร์ จำกัด
อาการ/สาเหตุ : ไม่ว่านค่าความดันไม่เสถียร , เหตุ-ความถี่การใช้งานสูง	ผู้แจ้งซ่อม : สิริภงช	

3. การดำเนินการของช่าง สือชานนอกอค์เนนการ

ซ่อมแล้วสามารถใช้งานได้

ขออนุมัติเบิกวัสดุอะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม

ไม่สามารถซ่อมได้ เพราะ.....

เห็นควร ส่งซ่อมบริษัทภายนอก

(ลงชื่อ) อภิรณี ช่างดำเนินการ วันที่ 17/9/67 (ลงชื่อ) นางสาวสุเมธ อรุณศักดิ์

เจ้าพนักงาน พัสดุสำนักงาน

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวมราคา(บาท)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

เห็นควรอนุมัติ ไม่เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ) 1054 หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอัญญารัตน์ จันทาทูม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) นายสิทธิศักดิ์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ-วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

5. วันที่การส่ง/รับมอบ ได้ตรวจสอบรายการแล้ว และใช้งานได้ตามปกติ และได้รับมอบคืน ครบถ้วน ถูกต้อง

ลงชื่อ..... ผู้รับคืนทราบ วันที่.....เดือน..... พ.ศ..... เวลา.....

17/9/2567 8:21:22

ใบส่งซ่อมจากหน่วยงาน



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
Wiang Pa Pao Hospital



ครุภัณฑ์ที่ซ่อมบำรุง



บริษัท เจ.ซี.เมด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 เลขที่ 194 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
 โทรศัพท์ 082-183-7456 E-mail : j.c.med@outlook.com โทรประจำตัวผู้เสียภาษี 0908559011504

ใบเสนอราคา (Quotation)

เรื่อง ขอบเสนอราคาเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ เลขที่: JC2567-1723
 เรียน ผู้จัดการ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า วันที่: 11-พ.ค.-67
 ที่อยู่ เลขที่ 131 หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

บริษัท เจ.ซี.เมด จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้ท่านได้พิจารณา ด้รับและติดต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	รุ่นซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบคอแขน ชื่อ : AND รุ่น : TM-2657P เลขรุ่นที่ : 6515-069-000715 SN : 2A4225308 ภาชนะบรรจุ : 6 ชิ้น (จากกรใส่งานปกติ) กำหนดส่งสินค้า : 120 วัน ภาชนะบรรจุ : 6 ชิ้น (จากกรใส่งานปกติ) กำหนดส่งสินค้า : 120 วัน ผู้แทนขาย : คุณพัทธ์ เรืองนึ่ง ติดต่อ : โทร. 098-749-4972 ผู้จัดทำใบเสนอราคา : นางสาวรวรรณด้วย พลสวัสดิ์	1 งาน	20,000.00	20,000.00

Handwritten notes in Thai:
 - ใ้เห็นผู้ อื่นองการ รร.ป.ป. ฟ่าน นัง นักรชริษรๆ
 - ภาชนะบรรจุ : 6 ชิ้น (จากกรใส่งานปกติ) กำหนดส่งสินค้า : 120 วัน
 - ภาชนะบรรจุ : 6 ชิ้น (จากกรใส่งานปกติ) กำหนดส่งสินค้า : 120 วัน
 - ผู้แทนขาย : คุณพัทธ์ เรืองนึ่ง ติดต่อ : โทร. 098-749-4972
 - ผู้จัดทำใบเสนอราคา : นางสาวรวรรณด้วย พลสวัสดิ์

Signature: (นางสาวอัญญารัตน์ จันทร์พูน) ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร

มูลค่าสินค้า	18,691.59
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,308.41
รวมมูลค่าสินค้า	20,000.00

อนุมัติการสั่งซื้อ
 ()
 ()

ขอแสดงความนับถือ
 (คุณพัทธ์ เรืองนึ่ง)
 Sales Manager



อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายสิทธิศักดิ์ คำศรีสุข)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ใบเสนอราคาซ่อม



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 Wiang Pa Pao Hospital



บริษัท เจ.ซี.เมด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 เลขที่ 194 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
 โทรศัพท์ 062-183-7456 , 091-820-3672 E-mail : j.c.med@outlook.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505559011504

ต้นฉบับ
 ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
 เอกสารออกเป็นชุด

นามลูกค้า/Name : โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/TAX ID : 0994000449135
 ที่อยู่/Address : เลขที่ 131 หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่ 57170

เลขที่ใบกำกับภาษี/Invoice No : INV-JC25680203-033
 วันที่/Date : 06 ก.พ. 2568
 เงื่อนไขการชำระเงิน/Term : ตามระเบียบราชการ
 อ้างอิง/Refer :

ลำดับที่ No.	รายการสินค้า Description	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Price/Unit	จำนวนเงิน Amount
1	งานซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตแบบคอเซน ยี่ห้อ : AND รุ่น : TM-2657P เลขกรูยี่ห้อ : 6515-069-0007/15 SN : 2A4225308 อาการซ่อม - เปลี่ยน Printer Paper Automatically Cut For AND TM-2657P - เปลี่ยนฝาครอบด้านบน - เปลี่ยนฝาครอบด้านล่าง - เปลี่ยนถักรองที่หน้าเซน ตาหุ้มเครื่องวัดความดันโลหิตแบบคอเซน	1	20,000.00	20,000.00

ผู้ขาย : กุมภกรวี โทร 098-749-4972

ตรวจนับโดย : (นางสาว สร้อยใจ)
 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 วันที่ : 06 ก.พ. 2568

ส่วนลดพิเศษ	ส่วนลดพิเศษ
ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,691.59
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,308.41
จำนวนเงินสุทธิ	20,000.00

ชำระเงินโดย : เงินสด / Cash โอน / Transfer เช็ค / Check

ได้รับเงินตามรายการข้างต้นในสภาพเรียบร้อยและใช้งานได้ตามปกติทุกประการ

ผู้ส่งสินค้า / Delivered by 06 ก.พ. 2568	ผู้รับสินค้า / Received by 06 ก.พ. 2568	ผู้รับเงิน / Collector by _____	ผู้มีอำนาจลงนาม / Authorized Signatory
---	--	--	--

ข้อมูลการเปลี่ยนอะไหล่





บริษัท เทคเนคัล (ประเทศไทย) จำกัด
www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:johnboss_8@hotmail.com

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2568 24/04/2568

Equipment No	Equipment	Brand	Model	Serial Number	Department	Cal	PM	Remarks	Results
BPA-OPD-01	Sphygmomanometer	SPIRIT	-	-	OPD	1	1		ผ่าน
BPA-OPD-02	Sphygmomanometer	SPIRIT	-	-	OPD	1	1		ผ่าน
BPA-OPD-03	Sphygmomanometer	SPIRIT	-	-	OPD	1	1		ผ่าน
BPD-OPD-01	Blood Pressure Digital	AND	UA-651	5190503776	OPD	1	1		ผ่าน
BPD-OPD-02	Blood Pressure Digital	OMRON	HBP-1120	201907000343L	OPD	1	1		ผ่าน
BPD-OPD-03	Blood Pressure Digital	TERUMO	ES-P600	21589020813	OPD	1	1	6515-069-2101/65	ผ่าน
BPD-OPD-04	Blood Pressure Digital	TERUMO	ES-P600	21830020813	OPD	1	1	6515-069-2101/36	ผ่าน
BPD-OPD-05	Blood Pressure Digital	OMRON	HBP-1120	-	OPD	1	1		ผ่าน
BPD-OPD-07	Blood Pressure Digital	TERUMO	ES-P600	21493020813	OPD	1	1		ผ่าน
BPM-OPD-01	Blood Pressure Monitor	OMRON	HBP-9030	07003265LF	OPD	1	1	6515-069-0007/8	ผ่าน
BPM-OPD-02	Blood Pressure Monitor	AND	TM-2657P	2A4225308	OPD	1	1	6515-069-0007/15	ผ่าน
BPM-OPD-03	Blood Pressure Monitor	OMRON	HBP-9030	07003558LF	OPD	1	1	6515-069-0007/12	ผ่าน
BPM-OPD-04	Blood Pressure Monitor	AND	TM-2657P	2A4246789	OPD	1	1		ผ่าน
BPM-OPD-05	Blood Pressure Monitor	OMRON	HBP-9030	07003228LF	OPD	1	1		ผ่าน
BPM-OPD-06	Blood Pressure Monitor	OMRON	HBP-9030	07008540LF	OPD	1	1		ผ่าน
EKG-OPD-01	EKG Recorder	GE	MAC2000	SPW17270063PA	OPD	1	1		ผ่าน
EKG-OPD-02	EKG Recorder	COMEN	H3	-	OPD	1	1		ผ่าน
MPT-OPD-01	Patient Monitor	NEWTECH	PC-900	J0100SE01083	OPD	1	1		ผ่าน
MPT-OPD-02	Patient Monitor	NEWTECH	PC-900	J0100SE01086	OPD	1	1		ผ่าน
PUO-OPD-01	Pulse Oximeter	HANDHELD	PC-66A	XCU020R1012301	OPD	1	1		ผ่าน
PUO-OPD-02	Pulse Oximeter	BISTOS	BT-710	8800012371004	OPD	1	1	6515-026-1006/12	ผ่าน
PUO-OPD-03	Pulse Oximeter	NORTHERN	AQUARIUS LITE	S1322004004	OPD	1	1	6515-026-1006/15	ผ่าน
PUO-OPD-04	Pulse Oximeter	BISTOS	BT-710	DDR20416	OPD	1	1		ผ่าน
PUO-OPD-05	Pulse Oximeter	BLT	M700	-	OPD	1	1	6515-026-1002/14	ผ่าน
PUO-OPD-06	Pulse Oximeter	HANDHELD	PC-66A	XCU020R1012286	OPD	1	1		ผ่าน

Approved By: Mr.Jakkaphat Jitanasap Page 1 of 2

ผลการสอบเทียบหลัง
การเปลี่ยนอะไหล่





ผ่านการสอบเทียบ

Perfect Quality (Muutana) 99/11, Dongkeng, Wangsonghong, Kunming 650333
Tel: 043-041451 E-mail: johuboss_8@hotmail.com

Certificate of Calibration

Equipment No: BPM-OPD-02	Certificate No: CAL0-250188
Equipment: Blood Pressure Monitor	Calibration Date: 24-Apr-25
Brand: AND	Due Date: 24-Apr-26
Model: TM-2657P	Calibration Period: 1 Year
Serial Number: 2A4225308	

Customer: โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า Environment Temperature: 25 °C
Address: อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย Environment Humidity: 60 %

Reference standard Instruments

1. NIBP Simulator by BC Biomedical Model NIBP-1030 s/n 735A1021D Through Advantage center co.,Ltd. Calibration date 19/06/2024 Due date 19/06/2025 and This Report is Traceable to The National Institute of Standards and Technology (NIST), U.S.A.

Result

The Certificate Uncertainty of Measurement was Based on a Standard Uncertainty Multiplied By a Coverage Factor K=2, Providing a Level of Confidence of Approximately 95%.

Calibration Result

Pressure Accuracy of SYSTOLIC [±5] (mmHg)

Setting (mmHg)	Reading (mmHg)	Error (mmHg)	% Error	Uncertainty (mmHg)
60.00	60.3333	0.3333	0.5556%	0.667
100.00	100.3333	0.3333	0.3333%	0.667
120.00	120.3333	0.3333	0.2778%	0.667
200.00	200.3333	0.3333	0.1667%	0.667

Calibrated By: Mr.Aphisek Sawangkun Approved By: Mr.Jakkaphat Jitanasap

Page 1 of 2

Pressure Accuracy of DIASTOLIC [±5] (mmHg)

Setting (mmHg)	Reading (mmHg)	Error (mmHg)	% Error	Uncertainty (mmHg)
30.00	27.6667	-2.3333	-7.7778%	0.667
65.00	62.3333	-2.6667	-4.1026%	0.667
80.00	76.6667	-3.3333	-4.1667%	0.667
150.00	146.6667	-3.3333	-2.2222%	0.667

Heart Rate test [±3] (bpm)

Setting (bpm)	Reading (bpm)	Error (bpm)	% Error	Uncertainty (bpm)
80.00	80.0000	0.0000	0.0000%	0.000

Calibrated By: Mr.Aphisek Sawangkun Approved By: Mr.Jakkaphat Jitanasap



โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
Wiang Pa Pao Hospital